北京沃凯生物科技有限公司
全国免费电话:400-819-385
www.bjoka-vip.com
Tel:010-62971590. Fax:62340519
M-ail:postmaster@oka-vip.com

青霉素-链霉素混合溶液(100x 双抗)

产品简介:

青霉素-链霉素混合溶液(100x 双抗)(Penicillin-Streptomycin Solution, 100 x)是专门用于细胞培养的双抗，经过滤除菌，可以直接添加到细胞培养液内。

青霉素-链霉素混合溶液(100x 双抗)中，青霉素的含量为 10kU/ml ,链霉素的含量为 10mg/ml。该溶液用 0.9%NaCl 或 PBS 配制。在细胞培养液中推荐的青霉素的工作浓度 100U/ml ,链霉素的工作浓度为 0.1mg/ml <即按照 100 倍稀释使用即可。一个包装即 100ml 青霉素-链霉素溶液(100x 双抗)可以配制 10L 细胞培养液。

产品组成:

编号 名称	GCCA0075	Storage
青霉素-链霉素混合溶液(100 x 双抗)	100ml	-20°C
使用说明书	1 份	

操作步骤(仅供参考）:
青霉素-链霉素混合溶液(100x 双抗)可以参考如下两种方法之一使用:

1、 在无菌的细胞培养液中直接添加青霉素-链霉素溶液(100x 双抗）：按照每 500ml 细胞培 养液添加 5ml 的比例加入青霉素-链霉素溶液(100x 双抗），混匀即可使用。

2、 配制细胞培养液时加入青霉素-链霉素溶液(100 x 双抗），然后再过滤除菌：配制细胞培 养液时按照每配制 1L 细胞培养液加入 10ml 的比例加入青霉素-链霉素溶液(100x 双 抗），配制完成后过滤除菌即可使用。

注意事项:

1、 尽量减少反复冻融的次数，以免效率下降。

2、 注意无菌操作，尽量避免污染

3、 有效期：12 个月有效。

相关产品:

产品编号	产品名称
GCCA0005	氨苄青霉素溶液(Ampicillin,50mg/ml)
GCTC0713	葡萄糖检测试剂盒(GOD-POD 比色法）