北京沃凯生物科技有限公司
全国免费电话:400-819-385
www. bjoka- vip. com
Tel:010-62971590. Fax:62340519
M-ail:postmaster@oka-vip.com

红细胞洗涤液 (pH7.2)

产品简介:

在生物科研领域，经常需要去除红细胞。去除红细胞的方法有 ACK Lysis Buffer 、 Tris-氯化铵红细胞裂解液、 Gey's Lysis Buffer 等，在裂解红细胞之前，可以采用 PBS 清洗红细胞，亦可用专门的红细胞洗涤液，以便充分清洗细胞。红细胞洗涤液 (pH7.2) 为无菌溶液，主要由磷酸盐、氯化钠、氯化钾等组成。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

编号 / 名称	GCCS0004	Storage
红细胞洗涤液 (pH7.2)	100ml	4℃
使用说明书	1 份	

操作步骤(仅供参考):

1 、取新鲜抗凝血， 1000g 离心 5min ，去除血浆。

2 、 加入 5 倍细胞沉淀体积的红细胞洗涤液 (pH7.2) ，清洗 2 ~ 3 次。

注意事项:

1 、后续试验如果是用于细胞培养，操作过程中应注意无菌操作，尽量在超净工作台内操作。

2 、离心步骤尽量在 4℃ 离心机上操作。

3 、离心洗涤后，通常极微量的红细胞不会影响后续的检测。

4 、试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。

5 、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12 个月有效。低温运输， 4℃ 保存。

相关产品:

产品编号	产品名称
GCCC0130	胰蛋白酶 -EDTA 溶液 (0.25%:0.02%)
GCDA0020	Hoechst33342/PI 细胞凋亡染色试剂盒
GCDG0005	糖原 PAS 染色液
GCNR0003	Lezol(总 RNA 提取试剂)
GCTC0713	葡萄糖检测试剂盒 (GOD-POD 比色法)