石碳酸复红染色液

产品简介:

石碳酸复红染色液与改良苯酚品红染色液不同。石碳酸复红染色液主要由石碳酸、碱性品红等组成，主要用于痰涂片或拭子结核杆菌染色和革兰氏染色，较少单独使用。改良苯酚品红染色液又称卡宝品红(Carbol fuchsin)染色液，主要由苯酚、碱性品红、山梨醇、氧化剂等组成，常用于细胞核染色、染色体的固定和染色。

石碳酸复红染色液主要用于抗酸杆菌染色和革兰氏染色中，亦可单独使用。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

编号 / 名称	GCDM0090	Storage
石碳酸复红染色液	100ml	RT 避光
使用说明书	1 份	

自备材料:

1、 载玻片、盖玻片、光学显微镜

2、 自来水

操作步骤(仅供参考):

(一)抗酸染色

1、接种环挑取待检样本，涂布于载玻片上，自然干燥。

2、滴加石碳酸复红染色液染色 5～10min，不必加热，蒸馏水冲洗。

3、用脱色液脱色至无红色为止，蒸馏水冲洗。

4、用亚甲基蓝染色液染色 30～60s，蒸馏水冲洗。

5、轻轻吸干水分，自然干燥。

6、油镜镜检。

(二)石蜡切片染色

1、石蜡切片二甲苯或 Leagene 脱蜡透明液脱蜡至水。

2、滴加石碳酸复红染色液染色 3～5min，流水稍洗。

3、盐酸乙醇分化 5～10s，流水稍洗。

4、直接二甲苯或 脱蜡透明液透明，中性树胶封片。

注意事项：

1、 染色结束后，应立即显微镜下观察。

2、 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

3、 试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。

有效期：24 个月有效。

相关产品：

产品编号	产品名称
GCDC0032	Masson 三色染色液
GCDF0135	组织细胞固定液(4% PFA)
GCDG0005	糖原 PAS 染色液
GCDM0016	增强革兰氏染色液
GCDM0035	抗酸染色液(Kinyoun 冷染法)
GCPW0053	Western 抗体洗脱液(碱性)
GCTC0713	葡萄糖检测试剂盒(GOD-POD 比色法)