北京沃凯生物科技有限公司
全国免费电话:400-819-385
www.bjoka-vip.com
Tel:010-62971590. Fax:62340519
M-ail:postmaster@oka-vip.com

载玻片核酸酶清洗试剂盒

产品简介:

核酸杂交是指两条核苷酸单链片段在适当的条件下通过氢键结合，形成 DNA-DNA、DNA-RNA、RNA-RNA 双链分子，把带有特殊标记的 DNA 或 RNA 片段进行杂交，再利用放射自显影等方法予以显示，在电镜或光镜下观察目的 RNA 或 DNA 的存在和定位。

组织原位杂交中所用载玻片的洗涤极其重要，必须保持清洁，并且不能有任何核酸酶的污染，载玻片核酸酶清洗试剂盒采用强酸法，由 RNase 清除液、DEPC 处理液、酸性清除液组成，可有效的清除载玻片和盖玻片上的核酸酶。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

编号 / 名称	GCIH0350 3×100ml	Storage
试剂(A): RNase 清除液	100ml	RT
试剂(B): DEPC 处理液	100ml	RT
试剂(C): 酸性清除液	100ml	RT
使用说明书	1 份	

操作步骤(仅供参考):

1、取清洗干净的玻片，入 RNase 清除液中室温浸泡 30min。
2、入 DEPC 处理液，清洗玻片。
3、入酸性清除液，清洗玻片，空气中干燥。
4、重复上述 1～4 步骤，铝箔纸包好备用。

注意事项:

1、操作过程中，注意避免核酸酶污染。
2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
3、试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。



有效期: 12 个月有效。

相关产品:

产品编号	产品名称
GCPS0013	RIPA 裂解液(强)
GCTC1213	总胆固醇(TC)检测试剂盒(COD-PAP 单试剂比色法)