北京沃凯生物科技有限公司
全国免费电话:400-819-385
www. bjoka- vip. com
Tel:010-62971590. Fax:62340519
M-ail:postmaster@oka-vip.com

转化储存液 (2×TSS,pH6.5)

产品简介:

将质粒 DNA 导入细菌细胞是克隆的基础，转化感受态细菌有多种方法，采用转化储存液 (2×TSS,pH6.5) 可以快速的进行制备和转化，但效率较氯化钙法稍低或相当。

转化储存液 (2×TSS,pH6.5) 由 PEG 、 DMSO 等组成，经无菌处理，用于质粒 DNA 导入细胞。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

编号 / 名称	GCNC0120	Storage
转化储存液 (2×TSS,pH6.5)	100ml	4℃
使用说明书	1 份	

操作步骤(仅供参考):

1 、接种一个单菌落于 50ml LB 培养基中， 37℃ 中速 (200 ~ 250r/min) 摇床过夜，再取少量上述培养液加入 LB 培养基继续培养至 OD_{600} 为 0.3 ~ 0.4 。

2 、加入等体积的预冷的转化储存液 (2×TSS,pH6.5) 中，冰上温和的混匀。

3 、菌液分成小份，迅速冻存，于 -70℃ 长期保存。

4 、进行转化时，冻存菌液应缓慢融化，并立即使用。

注意事项:

1 、注意无菌操作，避免微生物污染。

2 、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

3 、试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。

有效期: 12 个月有效。低温运输， 4℃ 保存。

相关产品:

产品编号	产品名称
GCCS0001	ACK 红细胞裂解液 (ACK Lysis Buffer)
GCDF0135	组织细胞固定液 (4% PFA)
GCDM0007	瑞氏 - 姬姆萨复合染色液
GCPW0082	丽春红 S 染色液 (1×Ponceau S)
GCPW0053	Western 抗体洗脱液 (碱性)
GCTC1213	总胆固醇 (TC) 检测试剂盒 (COD-PAP 单试剂比色法)