通用显影液定影液套装

产品简介:

通用显影定影液套装包含显影液和定影液各 500ml，是用于 Western、 Northern、Southern 等后续压片曝光后的显影和定影。配方特别适用 X 光片，也可用于普通的黑白底片或照片的显影和定影。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

编号 / 名称	GCPW0062 2×500ml	Storage
试剂 (A): 通用显影液	500ml	4℃ 避光
试剂 (B): 通用定影液	500ml	4℃ 避光
使用说明书	1 份	

自备材料:

1、 X 光片、红灯

2、 自来水

操作步骤(含显影定影，仅供参考):

1、显影：把 X 光片完全浸没在显影液内，一般显影 10s ~ 2min 。具体显影时间要根据显影情况而定，可以在红灯下观察，当发现显影的程度已经达到预定目标，即可停止显影，进行后续步骤。

2、水洗：在自来水中冲洗 2 ~ 3min，以完全冲洗去显影液。

3、定影：浸没在定影液内，定影 2 ~ 5min 左右，定影时间再长一些如 10min，通常对洗片的结果没有明显影响。

4、水洗：在自来水中冲洗 2 ~ 5min，以充分洗去各种残留溶液和试剂。

注意事项:

1、曝光、显影、定影步骤均应在严密的避光环境中进行。

2、显影液用于胶片时：冲卷 2~6 分钟，印放 1~3 分钟。

3、定影液用于胶片时：软片约 10 分钟，印放 10~15 分钟。

4、试剂可重复使用 5~10 次，不宜超过 20 次，最终重复次数需根据使用效果酌情考量。

5、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

6、试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。

有效期: 6 个月有效； 20 ~ 25℃ 保存， 2 个月有效。

相关产品:

产品编号	产品名称
GCCS0001	ACK 红细胞裂解液 (ACK Lysis Buffer)
GCDF0111	组织固定液 (10% NBF)
GCDM0007	瑞氏 - 姬姆萨复合染色液
GCPE0080	Tris-HCl 缓冲液 (1mol/L,pH6.8)
GCPW0040	Western blot 一抗稀释液
GCTC1213	总胆固醇 (TC) 检测试剂盒 (COD-PAP 单试剂比色法)

