北京沃凯生物科技有限公司
全国免费电话:400-819-385
www.bjoka-vip.com
Tel:010-62971590. Fax:62340519
M-ail:postmaster@oka-vip.com

复钙交叉检测试剂盒

产品简介:

复钙交叉实验室病理性抗凝物质检查的筛选实验，延长的复钙时间，如果能被 1/10 量的正常血浆所纠正，表示待检血浆中缺乏凝血因子；如果不能被等量的正常血浆所纠正，则表示待检血浆中可能存在抗凝物质。该试剂盒仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

编号 / 名称	GCTC0339 100T	Storage
试剂(A): 柠檬酸钠抗凝剂	20ml	RT
试剂(B): 复钙试剂	10ml	4℃
使用说明书	1 份	

操作步骤(仅供参考):

1、 制备待检血浆：取新鲜待测静脉血 2ml，与柠檬酸钠抗凝剂按 9:1 混合，轻轻混匀。

2、 3000g 离心 10min，收集上层液(缺乏血小板的血浆)，转移至塑料试管或离心管，以防止血小板被激活。同时应设正常对照血浆。

3、 按下表进行操作:

试管号	1	2	3	4	5
正常血浆(μl)	100	90	50	10	—
待检血浆(μl)	—	10	50	90	100

4、 37℃水浴 1min，分别加入复钙试剂 100μl，混匀，立刻计时。

5、 记录血浆中出现纤维蛋白丝的时间(min)，重复 2 次，取平均值。

参考区间:

试管 3 的复钙时间不能恢复至正常值(2.3～4.28min),则表示待检血浆中可能存在抗凝物质。

注意事项:

1、 抽血应顺利，不应有溶血和凝血。

2、 取血后应立即检测，血浆在室温下放置不应超过 2h。

3、 试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。

有效期: 6 个月有效；室温运输，4℃保存。