花粉活力检测试剂盒 (I2-KI 法)

产品简介:

花粉活力的大小直接影响授粉、受精过程，与植物的产量密切相关，通过花粉活力的测定，可了解花粉的发育，并掌握不育花粉的形态、生理特征。花粉中所含淀粉的有无和多少可以作为判断花粉发育程度的指标；大多数正常成熟的花粉呈球形，含有较多淀粉，遇见 I2-KI 溶液可被染成蓝色；发育不良的花粉常呈畸形，通常不含淀粉或含淀粉少，遇见 I2-KI 溶液不会被染色或被染成黄褐色，根据花粉染色情况，可鉴别花粉的活力。该试剂盒仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称 \ 编号	GCTP0944	Storage
I2-KI Stain	50ml	RT 避光
使用说明书	1 份	

自备材料:

1 、 载玻片、盖玻片、恒温箱或水浴锅、光学显微镜

操作步骤(仅供参考)

1 、取成熟将要开放的新鲜花朵，小心去除花瓣和雌蕊。

2 、将花药物质置于载玻片，滴加 1 滴蒸馏水，用镊子或其他工具将花药捣碎，使花粉粒释放出来。

3 、滴加 I2-KI Stain ，盖上盖玻片，显微镜下观察。

4 、观察，统计花粉的染色率。

染色结果:

活力强	蓝色
活力弱	不被染色或被染成黄褐色
无活力或不育	无色

计算:

观察统计 100 粒花粉，计算有活力花粉的百分数。其公式为:

花粉活力百分数 (%)= 有活力花粉数 /100×100%

注意事项:

1、染完色后，应立即显微镜下观察。

2、染色时需要将花粉完全浸没于染色液中。

3、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

4、试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。

有效期: 12 个月有效。

相关产品:

产品编号	产品名称
GCCS0001	ACK 红细胞裂解液 (ACK Lysis Buffer)
GCDC0032	Masson 三色染色液
GCDC0041	天狼星红染色液
GCDG0005	糖原 PAS 染色液
GCDM0002	姬姆萨染色液 (1:9)
GCPS0013	RIPA 裂解液 (强)
GCTP0943	花粉活力检测试剂盒 (TTC 法)
GCTO1013	丙二醛 (MDA) 检测试剂盒 (TBA 比色法)