



北京沃凯生物科技有限公司
全国免费电话:400-819-385
www.bjoka-vip.com

Tel:010-62971590. Fax:62340519
M-ail:postmaster@oka-vip.com

彩虹预染低分子量蛋白 Marker (1.2-40kDa)

产品简介:

本产品含有分子量范围 1.2-40kDa 的 7 种已知分子量标准蛋白质, 彩虹预染可以直接观察并判断蛋白电泳及 Western Blotting 转膜的效果。分子量大小为 1.2kDa, 4.2kDa, 7.5kDa, 15kDa, 20kDa (绿色), 30kDa, 40kDa。

产品信息:

产品编号	产品名称	规格
WSA58359	彩虹预染低分子量蛋白 Marker (1.2-40kDa)	200 μ L
		2*200 μ L

保存条件: 冰袋运输; 4°C 可存放 2 个月, -20°C 保存, 三年有效。

注意事项:

- 1.该产品含 SDS, 不适合用于非变性胶。
- 2.建议开封后分装保存, 20 μ L/管, 避免反复冻融。
- 3.仅限用于专业人员的科学研究, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 4.为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

使用说明:

- 1.本蛋白质分子量标准使用前置室温融化后轻轻混匀即可上样, 不需要煮沸。
- 2.建议上样量 5 μ L, 可根据实际情况适当调整。

注: 预染蛋白 Marker 在不同的凝胶体系下有迁移率会有差异, 如需精准确认蛋白分子量大小, 可在该凝胶体系中用非预染蛋白 Marker 对预染蛋白 Marker 进行标定。

