



北京沃凯生物科技有限公司
全国免费电话:400-819-385
www.bjoka-vip.com

Tel:010-62971590. Fax:62340519
M-ail:postmaster@oka-vip.com

Certificate of analysis

品名	酸水解酪蛋白 Casein acid hydrolysate	CAS	65072-00-6
货号	B12927	批次	OK20240303Q
生产日期	2024-03-03	复测日期	2026-03-02
执行标准:企业标准			
分析项目 SPECIFICATION PROPERTIES	技术指标 STANDARD	实测结果 RESULTS	
外 观 External view	类白色干燥粉末 Like white dry powder	符合 Conforms	
PH 值 PH value	4.5-7.0	6.60	
总 氮 Total nitrogen	≥8.3%	11.21%	
氨基氮 Amino nitrogen	≥3.0%	3.18%	
干燥失重 Drying loss	≤6.0%	4.75%	
炽灼残渣 Burning residue	≤27.0%	13.47%	
色素生成 试验 Pigment production test	金黄色葡萄球菌: 阳性 (黄色色素) Staphylococcus aureus: Positive (yellow pigment)	阳性 masculine	
	铜绿假单胞杆菌: 阳性 (绿色色素) Pseudomonas aeruginosa: Positive (green pigment)	阳性 Masculine	

靛基质 试验 Indigo substrate test	大肠杆菌：阳性（玫瑰红色） E. Coli: Positive (rose red)	阳性 masculine
	伤寒沙门氏菌：阴性 Salmonella typhi: Negative	阴性 Feminine character
硫化氢 试验 Hydrogen sulfide test	伤寒沙门氏菌：阳性 (H2S) Salmonella typhi: Positive (H2S)	阳性 masculine
	志加氏痢疾杆菌：阴性 Shigayi dysenterielli: Negative	阴性 Feminine character
灵敏度 试验 Sensitivity test	大肠杆菌、灵敏度为 10^{-6} E. coli, sensitivity 10^{-6}	10^{-7}
	乙型溶血性链球菌、灵敏度为 10^{-6} Beta hemolytic streptococcus, sensitivity 10^{-6}	10^{-6}
	革兰氏阳性杆菌、灵敏度为 10^{-4} Gram-positive bacilli, sensitivity 10^{-4}	10^{-5}

注：此产品仅限用于科研，禁止直接用于临床，如有失误，后果自负。

QA：杜冰冰

QC：谢辉



地址：北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料发展大厦 B 座 327 室. 邮编:100080