北京沃凯生物科技有限公司
全国免费电话:400-819-385
www.bjoka-vip.com
Tel:010-62971590. Fax:62340519
M-ail:postmaster@oka-vip.com

PDA 培养基

产品简介:

PDA 培养基主要由 20%马铃薯、2%葡萄糖等组成,经 15psi 高压灭菌 30min，不含琼脂，多用于食用菌菌种的培养。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

编号 / 名称	GCCM0387	Storage
PDA 培养基	500ml	4℃
使用说明书	1 份	

操作步骤(仅供参考):

1、根据实验具体要求操作。

2、试验前，用接种环取 1ml 菌种，接种于 80ml PDA 培养基中。

3、25℃，170r/min，振摇培养 15h 以上。

注意事项:

1、 注意无菌操作，尽量避免污染。

2、 试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。

3、 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6 个月有效。低温运输，4℃保存。

相关产品:

产品编号	产品名称
GCCA0005	氨苄青霉素溶液(Ampicillin,50mg/ml)
GCCM0025	SOC 培养基(PH7.0)
GCDH0006	苏木素伊红(HE)染色液(醇溶)
GCNR0003	Lezol(总 RNA 提取试剂)
GCPE0018	SDS-PAGE 凝胶配制试剂盒
GCTC1167	尿素(Urea)检测试剂盒(脲酶波氏比色法)