北京沃凯生物科技有限公司
全国免费电话:400-819-385
www. bjoka- vip. com
Tel:010-62971590. Fax:62340519
M-ail:postmaster@oka-vip.com

Ficoll 400 裂解液 (40% w/v)

产品简介:

密度梯度离心是利用特定的介质形成连续或不连续的密度梯度后，将组织匀浆液或细胞悬液置于介质顶部，通过离心力或重力作用使细胞或细胞器逐级分离开来。 Ficoll 400 又称聚蔗糖 400，分子量 40KD，具有无毒、低渗透压、密度高等特性，容易使细胞聚集，是分离细胞或细胞器较好的介质。

Ficoll 400 裂解液主要用于分级梯度分离细胞器如完整细胞核等，主要由 PM 缓冲液、 Ficoll 400 、蛋白酶抑制剂等组成，经过滤除菌，根据梯度不同， Ficoll 400 含量分别为 20% ~ 50% 不等。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

编号 / 名称	GCCS0022	Storage
Ficoll 400 裂解液 (40% w/v)	100ml	-20℃
使用说明书	1 份	

操作步骤(仅供参考):

1 、根据实验要求操作。

注意事项:

1 、注意无菌操作，避免反复冻融。

2 、试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。

3 、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6 个月有效；低温运输， -20℃ 保存。

相关产品:

产品编号	产品名称
GCCC0130	胰蛋白酶 -EDTA 溶液 (0.25%:0.02%)
GCCS0001	ACK 红细胞裂解液 (ACK Lysis Buffer)
GCDJ0001	普鲁士蓝染色液 (核固红法)
GCNR0001	DEPC 处理水 (0.1%)
GCPW0053	Western 抗体洗脱液 (碱性)