北京沃凯生物科技有限公司
全国免费电话:400-819-385
www. bjoka- vip. com
Tel:010-62971590. Fax:62340519
M-ail:postmaster@oka-vip.com

台氏液 (Tyrode's Solution)

产品简介:

平衡盐溶液 (Balanced Salt Solution,BSS) 与细胞生长状态下的 pH 值、渗透压等环境状态一致，具有维持渗透压、控制酸碱平衡、供给细胞生存代谢所必需的能量和无机盐成分等作用，可满足体外实验中细胞生存并维持一定代谢的基本需要。

Tyrode's Solution 也属于平衡盐溶液的一种，主要由氯化钠、磷酸盐、氯化钙、葡萄糖等组成，不含 HEPES，缓冲能力较改良 Tyrode's Solution(CZ0063) 稍弱，经常用于哺乳肌体灌流、清洗组织，并维持离体肠肌的正常生理功能。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

编号 / 名称	GCCZ0061	Storage
Tyrode's Solution	500ml	4℃
使用说明书	1 份	

操作步骤(仅供参考):

1、根据实验具体要求，保存或清洗离体组织。

注意事项:

1、由于 Tyrode's Solution 含钙离子，容易产生沉淀；如果产生少许沉淀，可以加热溶解或过滤后使用，产生大量沉淀应弃用。

2、试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。

3、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6 个月有效。低温运输， 4℃ 保存。

相关产品:

产品编号	产品名称
GCCC0005	磷酸缓冲盐溶液 (1×PBS, 无钙镁)
GCCT0026	MTT 细胞增殖及细胞毒性检测试剂盒
GCCZ0048	乐氏液
GCDH0006	苏木素伊红 (HE) 染色液（醇溶）
GCPW0082	丽春红 S 染色液 (1×Ponceau S)