北京沃凯生物科技有限公司
全国免费电话:400-819-385
www.bjoka-vip.com
Tel:010-62971590. Fax:62340519
M-ail:postmaster@oka-vip.com

# 改良台氏液（无钙）

## 产品简介:

平衡盐溶液(Balanced Salt Solution ,BSS)与细胞生长状态下的 pH 值、渗透压等环境状态一致，具有维持渗透压、控制酸碱平衡、供给细胞生存代谢所必需的能量和无机盐成分等作用，可满足体外实验中细胞生存并维持一定代谢的基本需要。

改良 Tyrode's Solution(无钙)也属于平衡盐溶液的一种，主要由氯化钠、磷酸盐、葡萄糖等组成，含 HEPES，缓冲能力较常规 Tyrode's Solution(CZ0061)强，经常用于哺乳肌体灌流、清洗组织，并维持离体肠肌的正常生理功能。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

| 编号 / 名称 | R23374<br>500ML | Storage |
|---|---|---|
| 改良 Tyrode's Solution(无钙) | 500ml | 4° C |
| 使用说明书 | 1 份 | |

**操作步骤**(仅供参考)：

1、根据实验具体要求，保存或清洗离体组织。

**注意事项:**

1、改良 Tyrode's Solution(无钙)如果产生少许沉淀，可以加热溶解或过滤后使用，产生大量沉淀应弃用。

2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期:**6 个月有效。