人工结肠液

产品简介:

人工结肠液其英文表述为 Artificial colonic fluid，是模拟结肠液的组分和 pH 值的一种溶液，人工结肠液（无菌）主要由磷酸盐、氨水等组成，经无菌处理。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

编号 / 名称	GCCZ0205	Storage
人工结肠液（无菌）	500ml	RT
使用说明书	1 份	

操作步骤(仅供参考):

1、根据具体实验要求操作。

注意事项:

1、人工结肠液非无菌溶液，如有无菌要求，应注意 0.22μm 过滤除菌操作。

2、人工结肠液需密闭保存，一旦开封应立即使用，否则效率下降。

3、试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。

4、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12 个月有效。

