北京沃凯生物科技有限公司
全国免费电话:400-819-385
www. bjoka- vip. com
Tel:010-62971590. Fax:62340519
M-ail:postmaster@oka-vip.com

番红 O 染色液 (0.5%)

产品简介:

番红 O 是一种结合多阴离子的阳离子染料，嗜碱性的软骨与碱性染料番红 O 结合呈现红色，它常与固绿合用用于显示软骨，是基于阳离子染料粘多糖中阴离子集团的结合，嗜酸性的骨和酸性染料固绿结合而呈绿色或蓝色，与呈现红色的软骨对比鲜明，从而将软骨组织与骨组织区分开，亦可用于植物标本、肥大细胞的染色等。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

编号 / 名称	GCDM0065	Storage
Safranine O Stain(0.5%)	100ml	RT
使用说明书	1 分	

操作步骤(仅供参考):

1 、 按实验具体要求进行操作或参考改良番红 O- 固绿软骨染色液操作。

2 、 单独使用一般染 1 ~ 2min 。

染色结果:

软骨基质、细胞浆	红色

注意事项:

1 、 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

2 、试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。

有效期: 12 个月有效。

相关产品:

产品编号	产品名称
GCDG0005	糖原 PAS 染色液
GCDH0006	苏木素伊红 (HE) 染色液 (醇溶)
GCDJ0001	普鲁士蓝染色液 (核固红法)
GCDM0002	姬姆萨染色液 (1:9)
GCPW0053	Western 抗体洗脱液 (碱性)
GCTO1013	丙二醛 (MDA) 检测试剂盒 (TBA 比色法)