北京沃凯生物科技有限公司
全国免费电话:400-819-385
www. bjoka- vip. com
Tel:010-62971590. Fax:62340519
M-ail:postmaster@oka-vip.com

异染颗粒染色液（改良 Albert 法）

产品简介:

异染颗粒染色目前常采用 Albert 法，该法染色简单，对比清晰，多用于白喉棒状杆菌染色。白喉棒状杆菌多为杆形，为革兰阳性菌，但常显出一端不规则延伸成棒状，细菌常以锐角度成簇状聚集成 V， L 或 Y 型，无运动性、荚膜、芽胞，染色后菌体一端、两端或中央可见明显深染颗粒，即异染颗粒。

该染色液是采用经 改良的 Albert 法，白喉棒状杆菌染色后菌体一端、两端或中央可见明显深染颗粒，即异染颗粒。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

编号 / 名称	GCDM0140 2×20ml	GCDM0140 2×50ml	Storage
试剂 (A): 甲苯胺蓝染色液	20ml	50ml	RT 避光
试剂 (B): Albert 碘液	20ml	50ml	RT 避光
使用说明书	1 份		

操作步骤(仅供参考):

1 、制备细胞涂片，涂片经火焰固定，滴加甲苯胺蓝染色液染色 3 ~ 5min ，水洗。

2 、滴加 Albert 碘液染色 1min ，水洗，干后镜检。

染色结果:

异染颗粒	暗蓝色
菌体	淡蓝色

注意事项:

1 、 注意避免过分脱色，否则会减弱细菌与颗粒的对比度。

2 、 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

3 、试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。



有效期: 12 个月有效。

相关产品:

产品编号	产品名称
GCDC0032	Masson 三色染色液
GCTC1167	尿素 (Urea) 检测试剂盒 (脲酶波氏比色法