Tris-Tricine 阳极缓冲液(5×,pH8.9)

产品简介:

Tris-Tricine 阳极缓冲液(5×,pH8.9)由 1M Tris 等组成，不含变性剂 SDS，用于 Tris-Tricine 缓冲液系统分离 SDS 和多肽，使用时需用蒸馏水或去离子水稀释至 1×后使用。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

编号 / 名称	GCPE0085	Storage
Tris-Tricine 阳极缓冲液(5×,pH8.9)	500ml	RT
使用说明书	1 份	

操作步骤(仅供参考):

1、用蒸馏水或去离子水稀释到 1×后，在电泳装置的下缓冲液槽加入 1×Tris-Tricine 阳极缓冲液，装配。

注意事项:

1、如果每次的使用量很小，可以适当分装后再使用。

2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期:12 个月有效。

相关产品:

产品编号	产品名称
GCDH0006	苏木素伊红(HE)染色液
GCNA0034	Tris-硼酸电泳缓冲液(5×TBE)
GCPE0025	SDS-PAGE 蛋白加样缓冲液(5×)
GCPT0001	BCA 蛋白定量试剂盒
GCPT0013	考马斯亮蓝快速染色液
GCPW0053	Western 抗体洗脱液(碱性)
GCTO1013	丙二醛(MDA)检测试剂盒(TBA 比色法)